

ROTARY EVAPORATORS EVAPORATION SOLUTIONS

Rotary Evaporator(회전증발농축기) - Water/Oil bath 포함


인체 공학적 디자인의 EV시리즈 회전증발농축기는 4가지 모델이 준비되어 있으며, 사용자의 필요에 따라 선택이 가능합니다. 모든 모델에는 230°C까지 가열 가능한 Water/Oil Bath가 포함되어 있습니다. 다양한 액세서리 및 기능은 농축 공정의 최고의 효율, 속도, 신뢰성, 처리량 및 안전성을 보장합니다.




Cat. LEV400V

* 저온순환수조, 진공펌프, 진공컨트롤러, 용매회수장치는 별도 문의 부탁드립니다.

나에게 맞는 제품 찾기



* 모델별 자세한 규격은 뒷면을 참고해주세요.



안전성을 갖춘 Water bath



직관적인 디스플레이



다양한 규격의 플라스크 적용

ROTARY EVAPORATORS EVAPORATION SOLUTIONS

LEV400H

LEV400

LEV400T

LEV400V

MAIN UNIT

Rotation speed range (rpm)	20-300			
Display	LCD	LCD	Color Touch	Color Touch
Lift	Manual	Motor	Motor	Motor
Lift stroke(mm)	150	160	160	160
Head tilt angle (°)	0-60			
Condenser	Vertical or Diagonal			
Cooling surface (cm ²)	1200 Standard 1500 Optional			
Clockwise counter/rotation	Yes	-	Yes	Yes
Gradient distillation	-	-	-	Yes
Built-in vacuum controller	-	-	-	Yes
Solvents library	-	-	-	Yes
Vapor temperature	-	-	Optional	Optional
Auto distillation	-	-	-	Optional

HEATING BATH

Temperature range (°C)	Ambient-230			
Temperature controller mode	P.I.D.			
Bath material	SS with PTFE Coating			
Temp. control accuracy (°C)	±1 (Water) ±2 (Oil)			
Heating power (W)	1300			
Bath capacity (L)	5			

GENERAL

Protection class (IP)	21			
Dimensions* (LxWxH cm)	38x56x90	44x56x90	44x56x90	44x56x90
Gross weight* (Kg)	23	29	29	29
Power supply voltage	230V 50/60Hz 110V 60Hz			

* Including glassware

* 제품의 규격 및 사양은 사전공지 없이 변경될 수 있습니다. 발주전 문의 부탁드립니다.