

Any Vials & Caps

LC VIAL & CAP with SEPTA

독점 기술로 제작된 **bonded cap**은 autosampler의 needle에 의해 septa가 vial 내부로 밀려들어가는 것을 방지

다양한 LC장비들과 호환 가능 (Agilent, Waters, shimadzu, PE, Thermo 등)

저렴한 금액으로 다양한 규격의 LC vial, Cap 및 Septa 제공



SCREW VIAL & CAP



SNAP VIAL & CAP

주문정보

SCREW VIAL & CAP

CAT.	품명	비고	포장단위
AV09002CPT	2ml 9-425 screw top vial with writing patch clear expansion 5.0 glass	2ml Vial (투명)	100/pk
AV09002AP	2ml 9-425 screw top vial with writing patch, amber	2ml Vial (갈색)	100/pk
AVP09002C	300ul PP Screw Micro Vial	300ul PP Vial	100/pk
ABC0902P	9-425 Blue bonded screw top cap with red PTFE/white silicon septa, pre-slit	2ml Vial 용 블루캡 (슬릿)	100/pk
ABC0902Y	9-425 yellow bonded screw top cap with red PTFE/white silicone septa	2ml Vial 용 옐로우캡	100/pk

SNAP VIAL & CAP

CAT.	품명	비고	포장단위
ANYVIAL-2CWSN	2ml snap vial with writing patch.clear	2ml Snap Vial (투명)	100/pk
ANYVIAL-2CWSNB	2ml snap vial with writing patch.amber	2ml Snap Vial (갈색)	100/pk
ANYCAP-25N	11mm white snap cap with red PTFE/white silicone septa	2ml Snap Vial Cap	100/pk
ANYCAP-25NS	11mm white snap cap with blue PTFE/white silicone septa, pre-slit	2ml Snap Vial Cap (슬릿)	100/pk

* 상기 제품 외 Vial 및 Cap에 대해선 별도 문의 부탁드립니다.

Any Vials & Caps

LC VIAL & CAP with SEPTA



특점 기술로 제작된 **bonded cap**은 autosampler의 needle에 의해 septa가 vial 내부로 밀려들어가는 것을 방지
 다양한 LC장비들과 호환 가능 (Agilent, Waters, shimadzu, PE, Thermo 등)
 저렴한 금액으로 다양한 규격의 LC vial, Cap 및 Septa 제공




AV13004C



AC-15-06SB



AVI9250



AVI9300

4mL Screw VIAL & CAP

MICRO INSERT

주문정보

4mL SCREW VIAL & CAP

CAT.	품명	비고	포장단위
AV13004C	4ml screw vial.clear, 45*14.75mm	4ml Vial (투명)	100/pk
AC-15-06SB	13-425 black close top cap with nature PTFE/white silicone septa	4ml Vial Cap	100/pk

MICRO INSERT

CAT.	품명	비고	포장단위
AVI9250	250ul Insert with polymer feet for 2ml vials, clear	2ml 바이알용 인서트(유리)	100/pk
AVPI9250	250ul PP Insert with polymer feet for 2ml vials, clear	2ml 바이알용 인서트(PP)	100/pk
AVI9300	300ul Insert for 9mm vials, clear	9mm 바이알용 인서트(유리)	100/pk

* 상기 제품 외 Vial 및 Cap에 대해선 별도 문의 부탁드립니다.